

Procerex collier est un dispositif qui permet le piégeage des chenilles processionnaires du pin. Pour troncs jusqu'à 110 cm de circonférence (Ø : 35 cm)

#### MODES D'EMPLOI ET DOSAGE

Les chenilles se canalisent vers la goulotte, seule issue pour descendre, et sont alors piégées dans le sac collecteur. Retirez le sac fin mai, pour une destruction au stade chrysalide.

Emploi : 1 par tronc (avec rallonge si nécessaire) voir notice pour la pose du collier.

La mise en place du kit ne nécessite pas de préparation spéciale, sauf pour les troncs présentant de fortes crevasses, que la mousse intérieure ne pourrait combler. Dans ce cas, il est recommandé de lisser la partie, où sera positionné le collier PROCEREX.

#### AVANTAGES

En cas de forte infestation, (plus de 10 nids / arbre), il est conseillé d'installer 2 sacs collecteurs/piège, pour éviter tout risque de débordement des chenilles.

- Pose facile et rapide
- Goulotte large qui évite le risque d'encombrement
- Mousse double densité, pour épouser parfaitement l'écorce des arbres.
- Produit fabriqué en France



#### PRECAUTION D'EMPLOI

Lors du démontage, se munir de gants et de masque, afin d'éviter toutes irritations générées par les soies, qui seraient encore présentes autour du tronc

#### COMPOSITION

- 1 tendeur
- 1 déflecteur en plastique transparent, longueur 145 cm
- 2 mousses double densité avec 1 côté biseauté (2 x 65 cm)
- 1 sac de récupération des chenilles
- 1 sachet contenant : 1 sangle de 2,5 m + 3 liens type « rylsan »
- 1 goulotte de descente

Ref : PV-PPA-01016.