

GENERATION BLE AMM PROFESSIONNELLE



1 - COMPOSITION

Matière active : Diféthialone
Taux de matière active : 0.0025 %
Support céréale : Blé

2 - AGREMENT, AUTORISATION DE VENTE

A.M.M. FR-2012-0519

3 - MODE D'ACTION

Par ingestion répétée
Anticoagulant

4 - METHODE D'APPLICATION

Pour les Souris :

Disposer de 25g à 50g /poste d'appâtage

Faible infestation : Poste d'appâtage espacé de 2 à 3 mètres

Forte infestation : Poste d'appâtage espacé de 1 à 1.5 mètres

A chaque contrôle, renouveler le remplissage des postes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle compléter chaque poste jusqu'à 50gr maximum.

Pour les Rats :

Disposer de 100g à 200g /poste d'appâtage

Faible infestation : Poste d'appâtage espacé de 8 à 10 mètres

Forte infestation : Poste d'appâtage espacé de 4 à 5 mètres

A chaque contrôle, renouveler le remplissage des postes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle compléter chaque poste jusqu'à 200gr maximum.

Ne pas ouvrir les sachets. Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés et étiquetés.

Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement. Se laver les mains après toute utilisation.

Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition de phénomènes de résistance. Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène. Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis.

5 - ANTIDOTE

Vitamine K1

6 - CONDITIONNEMENT

S/113 - Seau de 6 Kg

S/114 - Sac de 20 Kg

