

Descriptif technique

KENOCID 2100 5 % ROBOT

Désinfectant de griffe à lait entre deux vaches en cours de traite ou de nettoyage et nettoyage et désinfection des brosses en robot de traite.

Mode d'emploi

Désinfection de griffe à lait

- Après avoir débranché la vache mammitieuse ou suspectée mammitieuse.
- Tremper 3 secondes la griffe à lait dans un seau contenant 10 litres d'eau et 30 cc de KENOCID 2100 5 % Robot en ayant pris soin de couper l'aspiration.

Désinfection de brosse de lavage des trayons en robot

- Injecter KENOCID 2100 5 % Robot pur via le système automatique d'aspiration la solution.

Savez-vous qu'une bête atteinte de vaccine sur les trayons (boutons blancs) ou infectée par des staphylocoques, streptocoques ou colibacilles peut contaminer les 6 vaches suivantes qui vont être traitées avec la même griffe !



Données techniques KENOCID 5 % ROBOT

Caractéristiques

- Liquide translucide
- pH : 1
- Densité : 1.123 kg/L
- Point de gel : - 28°C

Conditionnement

10 kg

Sécurité

- Se reporter à la Fiche de Sécurité